

Regenerador para resinas de permuta iónica

FOLHETO COMERCIAL
Edição: SET/25

Benefícios

- **Cumprimento com a norma EN 973 (A)** para produtos químicos utilizados em tratamento de água destinado ao consumo humano e Sal regenerador de resinas de permuta iónica;
- **Elevada pureza**
Devido à elevação concentração de cloreto de sódio. Pelo facto de ser livre de impurezas, não há arrastamentos para o interior do descalcificador.

Descrição

- » Pastilhas de sal refinado totalmente solúvel.
- » Cloreto de sódio puro (99,8%).

Características

- » Densidade (kg/m³): ±1000;
- » Dimensões: 25 x 10mm;

Campo de Aplicação

Recomendado na regeneração de resinas de permuta iónica em sistemas de descalcificação industriais e domésticos.

Quantidade Mínima

A quantidade mínima comercializada é de 6 sacos (150Kg).



Modo de Emprego

1. Colocar o sal na cuba de regeneração até cerca de 2/3 do volume da mesma.
2. Adicionar água até garantir a existência de uma solução saturada em cloreto de sódio.

Embalagem

Saco 25 kg (mínimo 150 kg)

Palete 40 sacos

